

Ce que l'œil ne peut pas *voir*.

CAVITRAQ inspecte en temps réel l'intérieur des canaux opérateurs de vos endoscopes, là où les protocoles de retraitement standard ne suffisent pas.

85%

des endoscopes présentent des anomalies après la première inspection

Ofstead et al., 2017

82%

des canaux sont rayés et 59% détériorés

Thaker et al., 2018

-47%

sur le coût moyen des réparations

Ofstead et al., 2024

LA SONDE D'INSPECTION



Ø 2 mm · 250 cm · Flexible

Diamètre ultra-fin pour accéder à **tous les canaux opérateurs**, y compris les colonoscopes. Micro-caméra LED blanche intégrée. Compatible protocoles hospitaliers.

FONCTIONNALITÉS CLÉS


- **Inspection vidéo temps réel**
Image directe sur écran tactile 19"
- **Annotation horodatée**
Débris, rayures, déformations, corps étrangers
- **Rapport PDF automatique**
Opérateur, service, modèle, n° de série — 1 clic
- **Archivage 100% local — RGPD**
Aucun cloud. Stockage site. Export USB
- **Mode SAV intégré**
Workflow dédié techniciens — unique sur le marché

LA STATION DE CONTRÔLE



Écran	Tactile 19" médical
Protection	IP65 · MRSA antibactérien
Norme	IEC 60601 · Fanless
Rapport PDF	1 clic — horodaté complet

INTERFACE LOGICIELLE



En 4 étapes — de la connexion au rapport

1

Connecter

La sonde Ø 2 mm au canal opérateur

2

Renseigner

Opérateur, service, modèle, n° de série

3

Visualiser & annoter

Anomalies en temps réel sur l'écran tactile

4

Générer PDF

Traçabilité complète en moins de 5 min

PREUVES SCIENTIFIQUES

Ofstead et al.

Am J Infect Control, 2017

75% des endoscopes présentent des anomalies après la première inspection : corps étrangers, dommages, effilochage...

ETAT DU PARC DOCUMENTÉ

Thaker et al.

Gastrointest Endosc, 2018

82% des canaux : débris et anomalies structurelles non détectés, invisibles lors des contrôles habituels sur 60 endoscopes.

UN OUTIL DEDIE INDISPENSABLE

Ofstead et al.

J Hosp Infect, 2024

-47% sur le coût des réparations : détecter les dommages mineurs à temps évite les interventions majeures coûteuses et imprévues.

MAITRISE DES DEPENSES

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Économies estimées · par endoscope

3–8 k€

Réparation évitée — détection précoce dommage canal


5–15 k€

Prolongation durée de vie endoscope (+1–2 ans)

DIFFÉRENCIATEURS CLÉS

- ✓ **Sonde Ø 2 mm** — accès à tous les canaux, même les plus étroits
- ✓ **250 cm** — colonoscopes et endoscopes longs couverts
- ✓ **Mode SAV intégré** — unique sur le marché
- ✓ **100% local** — aucun cloud, RGPD total
- ✓ **Rapport PDF 1 clic** — archivage et traçabilité instantanés

CAPTURES RÉELLES — CANAL OPÉRATEUR



Organisez une démonstration gratuite

Notre équipe se déplace dans votre service d'endoscopie ou de stérilisation pour une démonstration en conditions réelles sur vos propres endoscopes.

contact@cavitraq.fr - www.cavitraq.fr

DEMANDER UNE DÉMO →